



► Características



- Pantalla LCD de alto contraste
- Interfaz RS 232

- Patas niveladores
- Rastreador de capacidad

- Plato de acero inoxidable
- Múltiples unidades de pesaje

► Aplicaciones

- Pesaje
- Pesaje seleccionable

- Porcentaje de peso.
- Conteo de piezas

► Accesorios Incluidos

- Pesa de calibración 100 y 200 g
- Cubierta transparente

- Cable RS232
- Cubierta anti-polvo

- Adaptador USB
- Gancho para pesaje suspendido

DATOS TÉCNICOS

	VE-300	VE-5003
Modelo	VE-300	VE-5003
Capacidad	300g	400g
Legibilidad	0.001g	0.001g
Repetibilidad	±2mg	±2mg
Linealidad	±2mg	±2mg
Unidades de Pesaje	g, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, dr, tIT, tIJ, tIH, T, T/A/R, /A/R, kg	
Calibración	Externa	
Dimensión del Plato	Ø80mm / 3.1"	
Tiempo de Estabilización	≤ 3 segundos	
Interfaz	RS-232, solo se conecta por computadora.	
Dimensión del display	117 X 35mm / 5" x 1.4"; Altura del dígito 20mm / 0.8"	
Carcasa	Plástico ABS.	
Ambiente de Operación	5° a 35°C / 41° a 95°F / Humedad 20% - 80%	
Dimensiones Generales	295 x 208 x 305mm / 11.6" x 8.2" x 12"	
Gancho / anzuelo	Incluido	
Fuente de alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable	
Peso Neto	3.6kg	
Garantía	1 año	