



► **Características**



- Pantalla LCD de alto Contraste
- Carcasa robusta de plástico ABS
- Función de recuperación de valor

- Apagado automático
- Cuna removible para pesar niños pequeños.

► **Aplicaciones**

- Pesaje

► **Accesorios Incluidos**

- Adaptador de corriente

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-20
Capacidad	20 kg /44 lb
Legibilidad	5 g / 0.005lb
Repetibilidad	±5g / 0.01lb
Linealidad	±5g / 0.01lb
Unidades de Pesaje	kg, lb
Calibración	Externa
Dimensión del Plato	555 x 283 mm / 21.85" x 11.14"
Tiempo de Estabilización	2 segundos
Interfaz	n/a
Display	LCD, altura del dígito 25mm / 1"
Carcasa	Plástico ABS.
Ambiente de Operación	10° a 30°C / 50° a 85°F / Humedad 20% - 80%
Dimensiones Generales	555 x 346 x 128 mm / 21.85" x 13.6" x 5.03"
Fuente de alimentación	110/240V, 50/60 Hz y batería recargable
Peso Neto	3.2 kg / 7.05 lbs
Garantía	1 año