



► Características

- Capaz de alcanzar hasta 4,000 revoluciones por minuto
- Tubos tipo vacutainer
- Fácil acceso de programación
- Aviso de sonido automática al terminar el tiempo de operación programado.

► Aplicaciones

- Laboratorios clínicos
- Bancos de sangre
- Hematología

► Accesorio no incluido

- Rotor de 12 tubos (se vende por separado)

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-4000
Rango de velocidad	100- 4,000 RPM
RCF máxima	1,780 xg
Incrementos de velocidad	10 RPM
Incrementos de RFC	10 xg
Temporizador	1 - 99 minutos.
Capacidad del rotor	8 tubos x 10 mL / 15 mL ó 12 tubos x 10 ml
Peso	10 kg / 22 lb
Dimensiones	380 x 320 x 180 mm / 14.9" x 12.5" x 7.0"
Fuente de alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz
Garantía	1 año