



► Características



- Pantalla LCD de alto contraste
- Amplio plato de acero inoxidable
- Múltiples unidades de pesaje

- Cabina de 3 puertas antiestática
- Interfaz RS 232

- Patas niveladoras.
- Rastreador de capacidad

► Aplicaciones

- Pesaje
- Pesaje de densidad
- Función de conteo
- Pesaje suspendido

- Pesaje porcentual
- Pesaje dinámico
- Pesaje de peso bruto/ neto/ tara

- Función de retención
- Alarma de límite alto bajo
- Función de acumulación

► Accesorios Incluidos

- Guante
- Adaptador USB
- Gancho para pesaje suspendido

- Pesa de calibración F1 100g
- Cubierta transparente
- Pesaje suspendido

- Cable RS232
- Cubierta anti-polvo

DATOS TÉCNICOS

	VE-204TS	VE-324TS
Modelo	VE-204TS	VE-324TS
Capacidad	220 / 320g	320g
Legibilidad	0.1mg / 1mg	0.1mg / 1mg
Repetibilidad	±0.1mg / ±1mg	±0.1mg / ±1mg
Linealidad	±0.2mg / ±2mg	±0.2mg / ±2mg
Mecanismo de pesaje	Monobloque	
Unidades de Pesaje	g, mg, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, dr, tIT, tIs, tIH, T(Tola), ms (Mesghal) , bat, /lb (partes por libra) ,mom, kg, 19 unidades seleccionables en total y 2 unidades personalizables	
Calibración	Interna	
Dimensión del Plato	Ø 90 mm / Ø 3.5"	
Tiempo de Estabilización	1.5 ~ 5 segundos	
Interfaz	RS-232 y USB.	
Display	Gran pantalla táctil de 5"	
Carcasa	Metal y plástico ABS	
Ambiente de Operación	15° a 23°C / 59° a 75°F / Humedad 20% - 80%	
Dimensiones Generales	345 x 223 x 331 mm /13.5" x 8.9" x 13"	
Gancho / anzuelo	Incluido	
Fuente de alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz	
Peso Neto	5.2 kg / 11.4 lb	
Garantía	1 año	