



► Características



- Pantalla LCD de alto contraste
- Carcasa robusta de plástico ABS
- Patas niveladoras
- Múltiples unidades de pesaje (24 en total)
- Batería interna recargable
- Amplio plato de acero inoxidable
- Bluetooth

► Aplicaciones

- Control de peso
- Pesaje Porcentual
- Conteo de piezas

► Accesorios Incluidos

- Batería recargable

DATOS TÉCNICOS

	VE-15001H	VE-20001H	VE-30001H
Modelo	VE-15001H	VE-20001H	VE-30001H
Capacidad	15,000 g	20,000 g	30,000 g
Legibilidad	0.1 g	0.1 g	0.1 g
Repetibilidad	±0.2 g	±0.2 g	±0.2 g
Linealidad	±0.2 g	±0.2 g	±0.2 g
Unidades de Pesaje	g, ct, lb, oz, dr, GN, twt, kg (24 en total)		
Calibración	Externa		
Dimensión del Plato	330 x 260 mm / 13" x 10"		
Tiempo de Estabilización	2 segundos		
Interfaz	Bluetooth		
Display	LCD, altura del dígito 25mm / 1"		
Carcasa	Plástico ABS		
Ambiente de Operación	10° a 30°C / 50° a 85°F / Humedad 20% - 80%		
Dimensiones Generales	293 x 219 x 80.5 mm / 11.5" x 8.6" x 3.1"		
Fuente de alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable		
Peso Neto	7.5kg / 17 lb		
Garantía	1 año		