



► **Características**

- Capaz de alcanzar hasta 4,000 revoluciones por minuto
- Cuenta con variedad de adaptadores para tubos de distintas capacidades
- Motor libre de mantenimiento
- Fácil acceso de programación
- Aviso de sonido automático al terminar el tiempo de operación programado

► **Aplicaciones**

- Laboratorios clínicos
- Bancos de sangre
- Bioquímica
- Investigación

► **Accesorios incluidos**

- 12 adaptadores para 1.5ml/2ml
- 12 adaptadores para 2ml/3ml/4ml
- 12 adaptadores para 5ml/6ml/7ml
- Rotor C-13000 de ángulo fijo para 12 tubos de 10ml/15ml
- Adaptador CA/CD.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	PRO-12M
Rango de velocidad	300- 4,000 RPM
RCF máxima	2,460 g
Capacidad del rotor	12 x 1.5 / 2ml / 3ml / 4ml / 5ml / 6ml / 7ml / 10ml / 15ml
Temporizador	15 segundos a 99 minutos / Operación continua
Peso	5 kg / 11 lb
Dimensiones	380 x 320 x 180mm
Fuente de alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz
Garantía	1 año