


# VELAB™



## VE-MIXER 15

MEZCLADOR

El mezclador VE-MIXER 15 es un equipo adecuado para homogenizar y suspender muestras de origen biológico, con una velocidad y grado de inclinación que garantiza la integridad de las células y una distribución uniforme de las mismas.

**Velab, Co.**

USA

VELAB MICROSCOPE is the registered trade mark of Velab, Co. Velab follow a policy of continuous innovation. Design and specifications are subject to change without prior notice

[www.velab.net](http://www.velab.net).



# VE-MIXER 15

## Mezclador

El mezclador VE-MIXER 15 es un equipo adecuado para homogenizar y suspender muestras de origen biológico, con una velocidad y grado de inclinación que garantiza la integridad de las células y una distribución uniforme de las mismas.

### DATOS TÉCNICOS

#### ÁNGULO DE INCLINACIÓN

40±3°

#### RANGO DE VELOCIDAD (RPM)

0~30

#### CAPACIDAD DE CARGA

1 kg

#### CAPACIDAD EN VOLUMEN

- 16 tubos de 5 o 15 ml
- 6 tubos de 50 ml (opcional)

#### TIPO DE MOTOR

Motor libre de mantenimiento

#### MODO DE OPERACIÓN

Continua

#### DIMENSIONES

405×160×160mm

#### VOLTAJE

100/240V, 50/60Hz

#### POTENCIA

15W

#### PESO

2.2kg

#### MÁXIMA TEMPERATURA Y HUMEDAD PERMITIDAS

5~40°C, 80%

