



► Características



- Ajuste de dioptría en ambos oculares.
- Doble Cabezal Binocular tipo Siedentopf.
- Cabeza inclinada a 30° y giratoria 360°
- Distancia Interpupilar de 48 ~ 75 mm.
- Objetivos con anillos de color.

- Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar.
- Iluminación con ajuste de intensidad y diafragma de campo en la lámpara para iluminación Kohler.
- Platina con vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

► Aplicaciones

- Educación Superior
- Uso Clínico

- Investigación

► Accesorios incluidos

- Cable trifásico
- Funda de plástico

- Aceite de inmersión
- Filtros de tonalidad verde, amarillo y azul

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-B20
Ocular	WF 10X/22 mm.
Revólver	Cuádruple, con tope.
Objetivos	4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles).
Sistema Óptico	Acromático corregido al infinito.
Platina	Doble placa con movimientos coaxiales X-Y 150 x 132 mm / 5.9" x 5.1".
Condensador	Abbe A.N. 1.25 con tornillo elevador.
Diafragma	Iris con portafiltro.
Enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico.
Iluminación	Kohler LED.
Dimensiones	180 x 435 x 285 / 7.0" x 17.12" x 11.2".
Fuente de Alimentación	3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas). CA 110/240, 50/60 Hz.
Garantía	10 años