



### ► Características

- Ajuste de dioptría en ambos oculares.
- Cabeza Binocular deslizante.
- Cabeza inclinada a 45° y giratoria 360°.
- Distancia Interpupilar de 50-75 mm.
- Objetivos con antiderrapante y anillos de color.
- Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar.
- Iluminación con ajuste de intensidad.
- Platina con vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

### ► Aplicaciones

- Educación Superior
- Uso Clínico
- Investigación

### ► Accesorios incluidos

- Eliminador.
- Aceite de inmersión.
- Funda de plástico.
- Filtros de tonalidad verde, amarillo y azul

## DATOS TÉCNICOS

Modelo	<b>VE-B3P</b>
Oculares	WF 10X/18 mm.
Revólver	Cuádruple, con tope.
Objetivos	4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles).
Sistema Óptico	Plan Acromático.
Platina	Doble placa con movimientos coaxiales X-Y. 160 x 140 mm / 6.2" x 5.5".
Condensador	Abbe, A.N. 1.25 con elevador.
Diafragma	Iris.
Enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico.
Iluminación	LED.
Dimensiones	270 x 350 x 200 mm / 10.62" x 13.77" x 7.87".
Fuente de Alimentación	CA 110/240, 50/60 Hz. 3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas).
Garantía	10 años