



### ► Características

- Ranura para tarjeta SD y entrada USB
- Iluminación con ajuste de intensidad.
- Objetivos con anillos de color.
- Platina con vernier, escala milimétrica, pinza

### ► Aplicaciones

- Educación Superior
- Investigación
- Uso Clínico

### ► Accesorios incluidos

- Eliminador
- Aceite de inmersión.
- Funda de plástico.
- Filtro azul.
- Adaptador AC/DC

### ► DATOS TÉCNICOS

	<b>VE-M5LCD</b>
Modelo	<b>VE-M5LCD</b>
Cabeza	Pantalla LCD de 6" (2048 x 1536 pixeles de resolución)
Cámara	Digital de 3.0 MP.
Revólver	Cuádruple, con tope.
Objetivos	4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles).
Sistema Óptico	Plan Acromático.
Platina	Doble placa con movimientos coaxiales X-Y 130 x 130 mm.
Condensador	Abbe A.N. 1.25 con tornillo elevador.
Diafragma	Iris con portafiltro.
Enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico.
Iluminación	LED.
Dimensiones	203 x 405 x 251 mm / 7.9" x 15.94" x 9.88"
Fuente de Alimentación	3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) CA 110/240, 50/60 Hz.
Garantía	10 años.