



► Características

- Ajuste de dioptría en un ocular.
- Cabeza Binocular tipo Siedentopf.
- Cabeza inclinada a 30° y giratoria 360°.
- Distancia Interpupilar de 48 ~ 75 mm.
- Objetivos con anillos de color.
- Cámara digital integrada.
- Estativo, robusto, reforzado y fácil de transportar.
- Iluminación con ajuste de intensidad y diafragma de campo en la lámpara.
- Platina con vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.
- Software de operación de la cámara y análisis digital.

► Aplicaciones

- Educación Superior
- Investigación
- Uso Clínico

► Accesorios incluidos

- Cable USB
- Funda de plástico
- Disco de Instalación
- Micrómetro de platina
- Aceite de inmersión
- Cable trifásico
- Filtro amarillo, azul y verde

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-BC3 PLUS PLAN
Oculares	WF 10X/22 mm, con gomas protectoras.
Cámara	5.0 MP, integrada.
Revólver	Cuádruple, con tope.
Objetivos	4X, 10X, 40X e inmersión 100X (retráctiles).
Sistema Óptico	Plan Acromático corregido al infinito.
Platina	Doble placa con movimientos coaxiales X-Y 150 x 132 mm / 5.9" x 5.1".
Condensador	Abbe A.N. 1.25 con tornillo elevador.
Diafragma	Iris con portafiltro.
Enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico.
Iluminación	Kohler LED.
Dimensiones	180 x 445 x 295 mm / 7.08" x 17.5" x 11.6".
Fuente de Alimentación	3 baterías AA recargables de 1.2V (incluidas). CA 110/240, 50/60 Hz.
Garantía	10 años