



► Características

- Cabeza Triocular, inclinada a 45°.
- Anillo antiderrapante en objetivo y tapa.
- Platina con pinzas.
- Distancia interpupilar de 55-75 mm
- Ajuste de dioptría en ambos oculares.
- Estanto, robusto, reforzado y fácil de transportar.
- Iluminación con interruptores independientes.

► Aplicaciones

- Educación Superior
- Uso Clínico
- Investigación

► Accesorios incluidos

- Cable trifásico
- Funda de plástico.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-S6
Oculares	WF 10X/22 mm.
Objetivos	Sistema Zoom de aumentos variables 0.67X, 0.7X, 0.8X, 1X, 1.5X, 2X, 3X, 4X y 4.5X (de 6.7 a 45 aumentos totales)
Platina	Intercambiable, blanca traslúcida y doble cara blanco/negro.
Enfoque	Macrometrico antiderrapante.
Iluminación	LED transmitida e incidente.
Dimensiones	245 x 435 x 312 mm/ 9.6" x 17.1" x 12.2".
Fuente de Alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz
Garantía	10 años.