

## Serie D



#### DATOS TÉCNICOS TABLET

Procesador	RK3288 Quad Core 1.8 Hz.
Pantalla	Táctil de 9.7" con resolución de 2048 x 1536 pixeles.
Almacenamiento	2GB DDR RAM y soporte externo para tarjeta SD.
Conectividad	WiFi y Bluetooth.
Interfaz	USB, mini USB y HDMI.
Sistema Operativo	Android 5.1.
Adaptador al microscopio	Adaptador FMA 0.5x, para fototubo con diámetro de entrada de 23 mm.
Accesorios incluidos	Cable de alimentación, anillos adaptadores de 30 y 30.5 mm, adaptador FMA 0.5x.
Fuente de Alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz.

#### DATOS TÉCNICOS CÁMARA

Pixeles Totales	5.0 MP.
Sensor de Imagen	1/2.5" CMOS.
Resolución	2048 x 1536 pixeles.
Balance de Blancos	Automático / Manual.
Sistema de Grabación	Imagen y Video.

\* El microscopio VE-B6PAD incluye la tablet VE-SCOPEPAD.

\* La tablet VE-SCOPEPAD puede venderse por separado. **1 año de garantía en venta individual.**