



## VE-MC5

### Cámara Digital para Microscopio

Las video cámaras para microscopio te permiten observar las imágenes de tu microscopio en tiempo real en tu computadora, además de permitir la captura de las mismas para poder almacenarlas.

#### Velab, Co.

USA

VELAB MICROSCOPE is the registered trade mark of Velab, Co. Velab follows a policy of continuous innovation. Design and specifications are subject to change without prior notice

[www.velab.net](http://www.velab.net).

#### Velab México

Velab Microscopios S.A. de C.V.

Velab mantiene el compromiso de continua innovación para satisfacer todas las necesidades de microscopía. Diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

[www.velab.com.mx](http://www.velab.com.mx)



# VE-MC5

## Cámara Digital para Microscopio

Las video cámaras para microscopio te permiten observar las imágenes de tu microscopio en tiempo real en tu computadora, además de permitir la captura de las mismas para poder almacenarlas.

### DATOS TÉCNICOS

#### USO

Video cámara para PC.

#### PIXELES TOTALES:

5,000,000 (5.0 MP).

#### SENSOR DE IMAGEN

1/2" CMOS.

#### TAMAÑO DE PIXEL

3.2  $\mu\text{m}$  x 3.2  $\mu\text{m}$ .

#### VIDEO OUTPUT

24-bit color.

#### RESOLUCIÓN

640 x 480, 1024 x 768, 2048 x 1536, 2530 x 1978.

#### BALANCR DE BLANCOS

Automático y Manual.

#### LUMINOSIDAD

1.8 U / LUX-SEG 550 NM.

#### INTERFACE

USB 2.0 (480 MBIT / SEG).

#### RANGO DE LONG. ONDA

400 NM- 1000 NM.

