



VE-50-1

► Características



- Determinación de humedad en una amplia gama de muestras.
- Estructura robusta para uso rudo.
- Lámpara de halógeno.
- Reduce el tiempo de procesamiento de muestras
- Interfaz RS232.
- 6 memorias.

► Aplicaciones

- Pesaje
- Determinación de humedad

► Accesorios Incluidos

- Adaptador de corriente.
- Maletín para transportar.
- 2 platos muestra.
- Adaptador USB

► DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-50-1
Capacidad	100 g.
Legibilidad	0.001 g / 0.02%
Unidades de Pesaje	gr.
Calibración	Externa.
Dimensión del Plato	Ø 100 mm / Ø 3.9 mm.
Tiempo de Estabilización	3 segundos.
Tiempo de Calentamiento	1 ~ 99 minutos
Temperatura de Calentamiento	50°- 180 °C
Display	Gran pantalla tácil de 5".
Carcasa	ABS Plastic
Ambiente de Operación	10° to 30°C / 50° to 85°F / Humedad 20% - 80%
Dimensiones Generales	300 x 191 x 140 mm / 11.8" x 7.5" x 5.5"
Alimentación	Batería recargable, CA 110, 50Hz or 240V, 60 Hz.
Peso Neto	3 kg / 6.5 lbs
Garantía	1 año.