



► Características



- Pantalla LCD de alto contraste.
- Amplio plato de acero inoxidable
- Patas niveladores
- Interfaz RS 232
- Múltiples unidades de pesaje
- Rastreador de capacidad

► Aplicaciones

- Pesaje
- Pesaje seleccionable
- Porcentaje de peso.
- Conteo de piezas

► Accesorios Incluidos

- Cable RS232
- Gancho para pesaje suspendido
- Cubierta anti-polvo
- Adaptador USB
- Cubierta transparente

DATOS TÉCNICOS

Modelo	VE-1000
Capacidad	1000 g
Legibilidad	0.01 g
Repetibilidad	±0.01 g
Linealidad	±0.02 g
Unidades de Pesaje	g, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, dr, tIT, tIJ, tIH, T, T/A/R, /A/R, kg
Calibración	Externa
Dimensión del Plato	Ø 133mm / Ø5.2"
Tiempo de Estabilización	≤ 3 segundos
Interfaz	RS-232, solo se puede conectar a computadora
Dimensión del display	117 X 35mm, altura del dígito 20mm / 0.8"
Carcasa	Plástico ABS
Ambiente de Operación	5° a 35°C / 41° a 95°F / Humedad 20% - 80%
Dimensiones Generales	295 x 208 x 88 mm / 11.6" x 8.1" x 3.4"
Gancho / anzuelo	Incluido
Fuente de alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable
Peso Neto	3.6 kg
Garantía	1 año