



VE-500

VE-5000

▶ Características



- Pantalla LCD de alto contraste.
- Amplio plato de acero inoxidable

- Patitas niveladores.
- Interfaz RS 232

- Múltiples unidades de pesaje
- Rastreador de capacidad

▶ Aplicaciones

- Pesaje
- Pesaje seleccionable

- Porcentaje de peso
- Conteo de piezas

- Pesaje suspendido

▶ Accesorios Incluidos

- Cable RS232
- Cubierta transparente

- Adaptador USB
- Cubierta anti-polvo

- Gancho para pesaje suspendido

DATOS TÉCNICOS

	VE-500	VE-5000
Modelo	VE-500	VE-5000
Capacidad	500 g	5000 g
Legibilidad	0.1 g	0.1 g
Repetibilidad	±0.1 g	±0.1 g
Linealidad	±0.2 g	±0.2 g
Unidades de Pesaje	g, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, dr, tIT, tIJ, tIH, T, T/A/R, /A/R, kg	
Calibración	Externa.	
Dimensión del Plato	Ø 133mm / Ø5.2"	
Tiempo de Estabilización	≤ 3 segundo	
Interfaz	RS-232, solo se conecta por computadora.	
Dimensión del display	117 X 35mm / 5" x 1.4"; Altura del dígito 20mm / 0.8"	
Carcasa	Plástico ABS.	
Ambiente de Operación	5° a 35°C / 41° a 35°F / Humedad 20% - 80%	
Dimensiones Generales	295 x 208 x 305mm / 11.6" x 8.2" x 12"	
Gancho / anzuelo	Incluido.	
Fuente de alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable.	
Peso Neto	2 kg	
Garantía	1 año	