



► **Características**

- Pantalla digital LCD
- Barra medidora retráctil
- Ruedas para transportar fácilmente
- Superficie de plástico antideslizante extraíble

► **Aplicaciones**

- Control de peso

► **Accesorios Incluidos**

- Adaptador de corriente

**DATOS TÉCNICOS**

Modelo	<b>VE-200RT</b>
Capacidad	200 kg / 440 lb
Legibilidad	0.1kg / 0.2lb
Repetibilidad	± 0.1kg / 0.2lb
Linealidad	± 0.1kg / 0.2lb
Unidades de Pesaje	g, kg, lb
Calibración	Interna.
Dimensión del Plato	375 x 275mm / 14.76" x 10.82"
Tiempo de Estabilización	2 segundos
Interfaz	n/a
Display	LED, altura del dígito 22mm / 0.9"
Carcasa	Acero, aluminio y plástico ABS
Ambiente de Operación	10° a 30°C / 50° a 85°F / Humedad 20% - 80%
Dimensiones Generales	535 x 275 x 940 mm / 21.06" x 10.82" x 37"
Fuente de alimentación	100/240V, 50/60 Hz y batería recargable
Peso Neto	13 kg / 28.6 lbs
Garantía	1 año