

básculas digitales  
infantiles

modelo RL-DBS-2  
(Doble Rango)



modelo RL-DBS



**RICE LAKE**<sup>®</sup>  
WEIGHING SYSTEMS

[www.ricelake.com/health](http://www.ricelake.com/health)

## básculas digitales infantiles

AÚN LOS BEBÉS MÁS INQUIETOS pueden ser pesados y medidos en forma rápida y segura en las básculas serie RL-DBS. Se puede colocar al bebé y retirarlo rápidamente y posteriormente obtener su peso al presionar la tecla *Recall*. En la RL-DBS-2 se incluye una función opcional de capacidad de doble rango (Dual Range Capacity). Ya sea que se opere por medio de baterías o suministro CA, la serie RL-DBS puede colocarse en cualquier lugar. La serie RL-DBS es elegante, extremadamente durable y de fácil limpieza y mantenimiento.



Maletín para Transporte de la báscula infantil



modelo RL-DBS-2  
(Doble Rango)

### Serie RL-DBS

#### Características Estándar

- Dimensiones de Plataforma: 11" (28 cm) Ancho x 23.5" (60 cm) Largo
- Cómoda tecla de alternancia lb/kg
- Amplia pantalla LCD de 1", de fácil lectura
- Cinta métrica integrada de 0-22.5" (0-60 cm)
- Tecla *Recall* para ver la última medición
- Suministro eléctrico: 4 baterías AA (no incluidas) o adaptador AC (incluido)
- Apagado automático que prolonga la vida de baterías

#### RL-DBS

- Capacidad: 44 lb x 0.5 oz (20 kg x 10 g)

#### RL-DBS-2 Capacidad Doble Rango

- 0-22 lb x 0.2 oz (0-10 kg x 5 g)
- 22-44 lb x 0.5 oz (10-20 kg x 10 g)

#### Opcionales y Accesorios

- Maletín para Transporte

#### Garantía

- Garantía limitada de dos años